



TRIANGO Fokus 60-1 F



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Bestückung</b>                | LED - Energieeffizienzklasse A+                                   |
| <b>Beleuchtungsfeld 100 cm</b>   | Ø 18 cm   |
| <b>Beleuchtungsstärke 100 cm</b> | 60 000 lx   |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>       | > 93  |
| <b>Betriebsgerät</b>             | Elektronischer Konverter  |
| <b>Anschlusswerte</b>            | 100-240 V; 50/60 Hz   |
| <b>Netzanschlussleitung</b>      | 3 m   |
| <b>Leuchtgehäuse</b>             | Polyamid (PA)   |
| <b>Gewicht (netto)</b>           | 19 kg   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>         | < 30 W  |
| <b>Technik</b>                   | 1-polig sekundär  |
| <b>Bedienung</b>                 | Folientastatur an Kardanik  |
| <b>Gelenkentlastung</b>          | Feder (Gewichtsausgleich)   |
| <b>Schutzklasse</b>              | I   |
| <b>Zubehör</b>                   | Sterilisierbarer Handgriff,<br>Handgriffüberzug                   |
| <b>Normen</b>                    | EN 60601-1, EN 60601-2-41   |
| <b>Besonderheiten</b>            | Stufenlos dimmbar,<br>Diamantoptik, sterilisierbarer<br>Handgriff |
| <b>Befestigung</b>               | Rollstativ  |
| <b>Schutzart</b>                 | IP 43 (Leuchtenkopf)  |
| <b>Medizinproduktklasse</b>      | I nach MDR  |

|                             | Beleuchtungsfeld / 1.0 m<br>fix<br>18 cm | Beleuchtungsfeld / 1.0 m<br>veränderbar<br>18 - 25 cm | Farbtemperatur<br>fix<br>4700K | Farbtemperatur<br>veränderbar<br>3700K / 4300K<br>/ 4700K | Dimmbar | Bestell-Nr. |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------|---|---------|-------------|
| TRIANGO Fokus 60-1 F CH     |  | X   | X                              |   | X       | D16.264.000 |
| TRIANGO Fokus 60-1 F Schuko |  | X   | X                              |   | X       | D16.261.000 |
| TRIANGO Fokus 60-1 F UK     |  | X   | X                              |   | X       | D16.273.000 |
| TRIANGO Fokus 60-1 F AUS    |  | X   | X                              |   | X       | D16.270.000 |
| TRIANGO Fokus 60-1 F US     |  | X   | X                              |   | X       | D16.267.000 |

**Lichtverteilung**



**Technische Zeichnung**

