



WAARDENBURG
MEDICAL

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

Variocar[®] + Variocar[®] Viva

Vielzweckwagen
... praxisbewährt und nachrüstbar



Systemkomponenten

- besonders stabile, hochglanzverchromte und pflegeleichte Vierkantstahlrohrbügel mit patentiertem Rastersystem
- hygienisch geschlossene Seitenfronten serienmäßig, geschlossene Rückfronten als Option
- hochwertige, fünfschichtige, beidseitig mit Melaminharz beschichtete Platten formaldehydfrei
- abriebfeste, lichtechte, gegen viele Chemikalien beständige, absolut pflegeleichte Oberflächen
- Schubladen mit moderner, leichtgängiger Kugel-Teleskopführung und Einrastmechanismus
- Leichtlaufrollen Ø 50 mm, Ø 75 mm oder Ø 100 mm, auf Wunsch mit Feststellern und elektrisch leitfähig
- Gesamtbelastung bis ca. 50 kg

Die klassische und funktionell anpassungsfähige Vielzweckwagen-Serie mit der Lizenz zum nachträglichen Ausbau durch patentiertes Rastersystem.

Das einzigartige System ist hochwertig in Qualität und Verarbeitung sowie elegant im Design. Variocar® erfüllt nahezu alle Anforderungen und Wünsche. Ideal für die Arztpraxis, Kosmetikstudio, Klinik, Reha-zentrum ...und mehr

- ▶ **individuell wie Ihre Ansprüche**
- ▶ **funktionell wie die Aufgaben**
- ▶ **jederzeit nachrüstbar**



Variocar® 60 Basiswagen
▶ Ref.-Nr. 08069

Hochwertige Designergriffe

in modernen Farben



blau
▶ Ref.-Nr. 13162



rotviolett
▶ Ref.-Nr. 13163



gelb
▶ Ref.-Nr. 13164



grau
▶ Ref.-Nr. 13161



türkis
▶ Ref.-Nr. 13165



weiß
▶ Ref.-Nr. 13166



schwarz
▶ Ref.-Nr. 13167

Basiswagen

Variocar® Basiswagen



| Referenznummer | Breite 49 cm | Breite 60 cm | | | | Breite 90 cm |
|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Anzahl Schubladen | Höhe 70,5 cm | Höhe 52 cm | Höhe 52 cm | Höhe 73 cm | Höhe 83 cm | Höhe 87 cm |
| 1 | 15609 | 07797 | 08060 | 08069 | 08084 | 04511 |
| 2 | 16371 | 08051 | 08063 | 08072 | 08087 | |
| 3 | 16372 | 08054 | | 08075 | 08090 | |
| 4 | 16373 | | | 08078 | 08093 | |
| 5 | | | | | 08096 | |

Außergewöhnliche Modellvielfalt

- Basiswagen mit einer oder mehreren Schubladen, Regalwagen, Funktionswagen mit Konsolen oder Spendern
- 3 Breiten: 49 / 60 / 90 cm
- 6 Höhen: 52,0 / 70,5 / 73,0 / 80,5 / 83,0 / 87,0 cm
- 7 Farben für Schubladengriffe



Variocar® 45 Basiswagen
► Ref.-Nr. 15609



Variocar® 45 Basiswagen
► Ref.-Nr. 16372



Variocar® 60 Basiswagen
► Ref.-Nr. 08087



Variocar® 60 Basiswagen
► Ref.-Nr. 08075



Variocar® 60 Basiswagen
► Ref.-Nr. 08096



Variocar® 90 Basiswagen
► Ref.-Nr. 04511



Variocar® 60 Unterfahrwagen
► Ref.-Nr. 08054



Variocar® 60 Schrankwagen
► Ref.-Nr. 04723

- Regalwagen mit zwei oder drei Platten
- 3 verschiedene Breiten: 49 / 60 / 90 cm
- 2 Höhen: 83 / 87 cm

Variocar® Regalwagen



| Referenznummer | Breite 49 cm | Breite 60 cm | Breite 90 cm |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Höhe | Tiefe 45 cm | Tiefe 45 cm | Tiefe 45 cm |
| 83 cm | 14515 | 05622 | |
| 87 cm | | | 04509 |



Variocar® 45 Regalwagen
► Ref.-Nr. 14515



Variocar® 60 Regalwagen
► Ref.-Nr. 05622



Variocar® 90 Regalwagen
► Ref.-Nr. 04509

Funktionswagen



Variocar® 60 Ergometrierwagen
► Ref.-Nr. 05443



Variocar® 60 Stehschreibpult
► Ref.-Nr. 15584



Variocar® 60 Wickelwagen
► Ref.-Nr. 05525



Variocar® 60 Injektionswagen
PicBox
► Ref.-Nr. 05352



Variocar® 60 Injektionswagen
PicBox-Plus
► Ref.-Nr. 05353



Variocar® 60 Behandlungswagen
COMPACT
► Ref.-Nr. 05351

Im trendy leichten Einrichtungsdesign präsentiert sich der **Variocar® Viva** mit elegantem Aluminiumfahrgestell und dezenter Streifenstruktur, alu-silber matt eloxiert. Weiße Platten, Schubladen und elegante graue Designergriffe fügen sich harmonisch in modernes Ambiente ein.

Das patentierte Rastersystem für modulare Kombinationsmöglichkeiten, glatte, klare Flächen und alle Vorzüge des Variocar®-Programmes machen die Wagen-serie Viva zum trendigen Highlight.



Variocar® Viva 73 cm hoch
► Ref.-Nr. 15585



Variocar® Viva 83 cm hoch
► Ref.-Nr. 15592



Variocar® Viva 52 cm hoch
► Ref.-Nr. 15597

Das System

- Fahrgestell Aluminium, silber matt eloxiert mit besonders hochwertiger Oberflächeneloxierung. Graue Kontrastecken und Leichtlaufrollen Ø 75 mm, Unterfahrwagen mit Rollen Ø 50 mm.
- Hochwertige, fünfschichtige Platten in weiß. Abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien.
- Schubladen mit furnierten Fronten und ergonomischen grauen Designergriffen.
- Schwebeleichte Kugel-Teleskopführungen mit Einrastmechanismus.



Abwurfchale
aus Chromnickelstahl
Ø 320 mm
► Ref.-Nr. 04615



**„Schluckfix“
Kanülensammler**
Set mit 20 Boxen und Halterung
► Ref.-Nr. 09498



Kabel- und Schlauchhalter
► Ref.-Nr. 10265



Infusionsflaschenhalter
► Ref.-Nr. 04621



Ampullenöffner „CUPFIX“
► Ref.-Nr. 05771



**„Medi-Müll“
Entsorgungsboxen 1,5 L**
Set mit 20 Boxen und Halterung
► Ref.-Nr. 04778



Injektionsset PicBox®Plus
► Ref.-Nr. 11377



Schubladeneinsatz 60
► Ref.-Nr. 16723
Schubladeneinsatz 45
► Ref.-Nr. 16724



Steckdosenleiste 4-fach
► Ref.-Nr. 21692



Armauflage
► Ref.-Nr. 09496



„Klapp-Kuli“ Abfallsammler
► Ref.-Nr. 09961



„tomo“ Abfallsammler
► Ref.-Nr. 11026

Weitere Zubehörteile finden Sie in der Variocar®-Preisliste.



Ihr medizin-technischer Fachhändler



**WAARDENBURG
MEDICAL**

www.waardenburgmedical.com
info@waardenburgmedical.com

Dorpsstraat 8a
4181 BN Waardenburg

+31(0) 418 651 078
+31(0) 61066 2894

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13

DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524 . DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711/78314-0

Telefax +49 (0) 711/78314-77

Email: info@haeberle-med.de

Internet: www.haerberle-med.de