



WAARDENBURG
MEDICAL

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

Spendersysteme + Entsorgungsboxen

Produkte für die medizinische Versorgung
und Entsorgung sowie HNO-Artikel
... praktisch und ergonomisch



Versorgung

Das Spenderprogramm von HAEBERLE

bietet genau das, was Sie suchen:

- ▶ übersichtlich
- ▶ praktisch
- ▶ hygienisch
- ▶ robust
- ▶ entsprechend den Sicherheitsvorschriften

First-in/first-out-System

Die Schütten werden von oben befüllt, das Material von unten entnommen. Somit wird gewährleistet, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst entnommen werden.

Die Spendersysteme werden ohne Füllmaterial geliefert.

Die PicBox®-Serie

Praxisbewährte Spenderserie mit Durchblick. Grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten. First-in/first-out-System und Staubschutz nach DIN 58953. Praktische Boxen für Spritzen, Kanülen, Verbandmaterial oder Kleinteile. Zur Befestigung an der Wand oder auf Wagen.



Injektionsset PicBox® Plus.

Kanülenspender, Spritzenspender und angebautes Kombiset mit Tupfer-Spender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter.

- ▶ Ref.-Nr.11380



Injektionsset PicBox®

Kanülen- und Spritzenspender.

- ▶ Ref.-Nr.11384



Spritzenspender PicBox®

- ▶ Ref.-Nr.11368



Kanülenspender PicBox®

- ▶ Ref.-Nr.11369



Injektionsset PicBox® Multi

Kanülen- und Spritzenspender im eleganten, weißen Kunststoffgehäuse.

- ▶ Ref.-Nr.11481



Einzelshütten, groß,

passend für 3er-Set, mit Staubschutzdeckel

- ▶ Ref.-Nr.11385

Einzelshütten, klein

passend für 5er-Set, mit Staubschutzdeckel

- ▶ Ref.-Nr.11386

Versorgung

Spritzen- und Kanülpender mit Kippschütten

Oben befüllen, oben entnehmen. Grauweißes Kunststoffgehäuse mit transparenten Schütten



Spritzenspender
mit 3 großen Schütten
(ohne Abb.),
▶ Ref.-Nr. 17208

Spritzenspender
mit 4 mittleren Schütten
▶ Ref.-Nr. 17210

Kanülpender
mit 5 kleinen Schütten
(ohne Abb.)
▶ Ref.-Nr. 17209

Ein praktischer Arbeitsplatz für Blutentnahme und Injektion – nur ein Beispiel für viele mobile Arbeitsplätze aus dem HAEBERLE-Programm.



Injektionswagen swingo® - PicBox® Plus
▶ Ref.-Nr. 13322
Leuchte separat

Die COMPACT-Serie

Elegante weiße Spenderserie mit hochwertigen Plexiglas-Fronten inklusive Wandhalteschiene und Montagematerial. Die Einteilungen sind ergonomisch perfekt gestaltet. Mit Wandkonsole oder Pult eine ideale Serie zur Arbeitsplatz-Optimierung.



COMPACT-Verbandmittelspender
Grifftechnisch gut durchdacht. Schräge Nachrollschächte. Magnetische Aufnahmeplatten für Instrumente.
▶ Ref.-Nr. 04878



COMPACT-Injektionsset
passend zum Verbandmittelspender. Für Spritzen, Kanülen und Tupferrolle.
▶ Ref.-Nr. 04877




COMPACT-Wandschrank
mit Plexiglas-Türen.
▶ Ref.-Nr. 04876



Organisationsschrank
(ohne Plexiglasscheibe) für Formulare aller Art.
▶ Ref.-Nr. 14858



COMPACT-Konsole
mit geräumiger Schreib- bzw. Ablagefläche und Schublade.
▶ Ref.-Nr. 04872



Wandpult
als praktischer Miniarbeitsplatz mit geneigter Schreibfläche, Zusatzfach und Utensilieneinsatz.
▶ Ref.-Nr. 15578



Spender für Zungenläppchen

Die Spenderbox besteht aus einem weißen Kunststoffboden mit Zapfen für den sicheren Halt der Kreppfix-Rolle und einer transparenten aufsteckbaren Abdeckkappe mit Entnahmeöffnung. Durch 3 Saugnäpfe am Boden kann die Box auf glatten Oberflächen sicher fixiert werden.
 Ø 12,5 cm, Höhe 10 cm
 ▶ Ref.-Nr. 04711

Kreppfix Zungenläppchen

Packung mit 6 Rollen.
 ▶ Ref.-Nr. 04709


Kreppfix Zungenläppchen

Originalkarton mit 18 Packungen à 6 Rollen.
 ▶ Ref.-Nr. 16395



Universalhalter Snap

aus weißem Kunststoff für Spenderboxen aller Art.
 ▶ Ref.-Nr. 15572




Halter für Spenderboxen

Wandmodell aus Edelstahl, passend für gängige Spenderboxen mit Einmalhandschuhen oder Tissues.

Halter für 1 Box
 ▶ Ref.-Nr. 11222

Halter für 3 Boxen
 ▶ Ref.-Nr. 11223




Tupferspender TAKEFIX

Grauweiß mit Abreißkante.
 ▶ Ref.-Nr. 04803



KOMBI-Set

Grauweiß bestehend aus Tupferspender, Standmodell, Tupferbefeuchter TIPPFIX und Zusatzbehälter für Lanzetten und Pflasterstreifen.
 ▶ Ref.-Nr. 04767



Medikamententablett Langenau

zum Vorrichten und Verteilen von Medikamenten. Optimale Handhabung durch glasklaren Aufsatz mit Sicherheitsecke. Weißes Basisteil in 3 verschiedenen Größen mit glasklarem Aufsatz und 1 Verordnungsblock mit Aufdruck.

mit 16 Feldern
 ▶ Ref.-Nr. 04705

mit 20 Feldern
 ▶ Ref.-Nr. 04706

mit 25 Feldern
 ▶ Ref.-Nr. 04707



HNO-Gegenspiegel-leuchte 35 F

Formschöne Halogenleuchte mit Mattglasfilter. Halogenlampe 35W/12V.
 ▶ Ref.-Nr. 16425

Tischhalter

mit Entnahmesicherung
 ▶ Ref.-Nr. 09947

Fünffuß-Stativ verchromt.

mit elektrisch leitfähigen Rollen Ø 50 mm, 2 feststellbar. Höhe: 109 cm
 ▶ Ref.-Nr. 09933



Tupferbefeuchter TIPPFIX

Tippen statt Pumpen. Füllmenge 250 ccm, grauweiß.
 ▶ Ref.-Nr. 09493



CUPFIX Ampullenöffner

Der sichere Ampullenöffner in grauweiß. Mit federnder Diamantfeile in rostfreier Platte und abnehmbarem Auffangbehälter. Als Wand- oder Wagenmodell lieferbar.
 Wandmodell
 ▶ Ref.-Nr. 09507

Ersatzblock

à 50 Blatt mit 300 Abrissen
 Mindestbestellmenge 20 Blocks
 ▶ Ref.-Nr. 04708

Entsorgung



Abfallsammler Picco Novo-Set mit Tretvorrichtung

ideal für die Arztpraxis. Aluminiumfarben pulverbeschichtet mit weißem Deckel und Tretvorrichtung, passend für 60-70 Ltr.-Säcke, inkl. 1 Packung mit 25 Zugbandsäcken.

► Ref.-Nr. 16500

Picco Novo-Set ohne Tretvorrichtung

(ohne Abb.)

► Ref.-Nr. 07196

NEU

Abfallsammler „tomo“

universell einsetzbar, aus glattem und leicht zu reinigendem Kunststoff mit Deckel, grau RAL 7045, Inhalt 10 Ltr.

für Wandmontage

► Ref.-Nr. 11026

für Normschiene

► Ref.-Nr. 14066

Die Abfallsammler „tomo“, „Klapp-Kuli“ und „tango“ können auch an HAEBERLE-Wagensysteme montiert werden.



„Klapp-Kuli“ - der praktische Wandabfallsammler

ideal geeignet für Toiletten etc. Stahlblech, schlag- und korrosionsfest, aluminiumfarben pulverbeschichtet mit federnder Halterung. Passend für Einwegsäcke á 15 Ltr. inkl. 1 Rolle Beutel.

► Ref.-Nr. 09961

Abfallsammler „tango“

mit praktischer Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung. Gehäuse aus Kunststoff, verkehrsweiß RAL 9016.

für Wandmontage

Inhalt 8 Ltr.

► Ref.-Nr. 16700

Inhalt 20 Ltr.

► Ref.-Nr. 16668



Halterung für Hygienebeutel

zum Aufstecken rechts oder links am Klapp-Kuli.

► Ref.-Nr. 08173

für Wandmontage

aluminiumfarben pulverbeschichtet.

► Ref.-Nr. 15784

Alle Entsorgungsboxen sind aus umweltfreundlichen Kunststoffen, die rückstandslos verbrannt werden können.

„Medi-Müll“ Entsorgungsboxen

für die sichere, verletzungs-freie Entsorgung gebrauchter Kanülen, Ampullen, Skalpelle etc. Aus gelbem Polypropylen mit grünem Deckel, sicherer Endverschlusskappe und praktischen Abstreifhilfen.



„Medi-Müll“ 2,5 Ltr.

mit besonders großer Einwurf-öffnung, die stufenweise durch Herausbrechen der Klappen vergrößert werden kann. Universelle Abzieh- / Abdreh-vorrichtung für alle gängigen Kanülen und Insulinspritzen.



Kanülensammler „Schluckfix“
Einmalbehälter zur Aufnahme von ca. 500 gebrauchten Kanülen aus schwarzem Recycle-Kunststoff!

Schluckfix Set,

à 20 Boxen inkl. Tisch- oder Wandhalterung
► Ref.-Nr. 09506

Schluckfix Karton

à 100 Boxen ohne Halterung
► Ref.-Nr. 09490

Für den „Schluckfix“ sind auch Spezialhalterungen für die HAEBERLE-Wagensysteme erhältlich.



Medi-Müll 0,5 Ltr.

Originalkarton mit 170 Boxen ohne Halterung
► Ref.-Nr. 16655

Medi-Müll 1,5 Ltr.

Set mit 20 Boxen inkl. Wandhalterung
► Ref.-Nr. 04780

Medi-Müll 1,5 Ltr.

Set mit 20 Boxen ohne Halterung
► Ref.-Nr. 15501

Medi-Müll 1,5 Ltr.

Originalkarton mit 100 Boxen ohne Halterung
► Ref.-Nr. 16653

Medi-Müll 1,5 Ltr.

Set mit 20 Boxen und 2 Klebeadaptoren für Tischbefestigung
► Ref.-Nr. 16394

Medi-Müll 2,5 Ltr.

Set mit 45 Boxen ohne Halterung
► Ref.-Nr. 16654



WAARDENBURG
MEDICAL

Dorpsstraat 8a
4181 BN Waardenburg

www.waardenburgmedical.com
info@waardenburgmedical.com

+31(0) 418 651 078
+31(0) 61066 2894

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13
DE-70565 Stuttgart
Postfach 800524 . DE-70505 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711/78314-0
Telefax +49 (0) 711/78314-77
Email: info@haeberle-med.de
Internet: www.haerberle-med.de