



Documentatie

Medische apparatenrail



Medische apparatenrail



Apparatenrail 25x10mm

Producteigenschappen:

- Voldoet aan EN ISO 19054:2006
- Afmetingen 25x10x1,5mm
- Vervaardigd uit roestvrijstaal
- Voorzien van wandhouders, standaard hartafstand 400mm
- Belastbaarheid 100kg/strekkende meter (afhankelijk van type wand)
- Voorzien van kunststof eindkappen
- Leverbaar in elke gewenste lengte
- Voor langere lengtes zijn koppelstukken leverbaar
- Voorzien van aansluiting voor potentiaalvereffeningskabel
- Isolatiemateriaal optioneel leverbaar
- Eenvoudig te monteren

Indien gewenst kunnen wij ook de montage verzorgen.

Wij leveren een uitgebreid pakket aan accessoires geschikt voor railmontage.



info@waardenburgmedical.com

www.waardenburgmedical.com

TEL.: +31 (0)418 651 078