

Variocar® + Variocar®-Viva

Die klassischen und anpassungsfähigen
Vielzweckwagen.

Variocar® – Vielzweckwagen mit verchromtem Fahrgestell

Oft kopiert – nie erreicht: Unsere klassischen, multifunktionalen Vielzweckwagen mit verchromtem Fahrgestell sind hochwertig in Qualität und Verarbeitung und zugleich elegant im Design. Mit Variocar® lassen sich nahezu alle Anforderungen erfüllen. Das System ist ideal für den nachträglichen Ausbau durch ein geniales Rastersystem.

Variocar®-Viva – Vielzweckwagen mit Aluminium-Fahrgestell

Variocar®-Viva präsentiert sich in einem leichten und zeitgemäßen Design. Sein elegantes eloxiertes Aluminium-Fahrgestell in Alu-Silber und die dezente Streifenstruktur sind seine herausragenden Merkmale.

Die weißen Platten, die Schubladen und die Designergriffe von Variocar® und Variocar®-Viva fügen sich harmonisch in jedes moderne Ambiente ein. Dank unseres patentierten Rastersystems lassen sich die hochwertigen Wagen auch nachträglich funktionell ausbauen.

Vom einfachen Gerätewagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen. Ein schlüssiges, ausgereiftes System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für Variocar® und Variocar®-Viva. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder Variocar® und jeder Variocar®-Viva ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



Lernen Sie Variocar® und Variocar®-Viva im Detail kennen.

Merkmale

- Variocar®-Viva: elegantes Aluminium-Fahrgestell in dezenter Streifenstruktur.
- Variocar®: Fahrgestell verchromt.
- Hochwertige und abriebfeste weiße Platten.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.
- Hygiene: überwiegend geschlossene, glatte Flächen – auch seitlich – einfach zu reinigen.

Mögliche Funktion

Beistellwagen | Regalwagen | Utensilienwagen |
Gerätewagen | komplett ausgestatteter Behandlungswagen ...

Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Kosmetikstudios | Kliniken | Rehasentren ...

Die Variocar® und Variocar®-Viva System-Komponenten

- Stabile Vierkantbügel mit patentiertem Rastersystem, nachträglich ausbaubar.
- Leichtlaufrollen Ø 50 mm, Ø 75 mm oder Ø 100 mm; auf Wunsch mit Feststellern und elektrisch leitfähig.
- Hochwertige fünfschichtige Platten mit Massivkanten.
- Platten und Schubladen in Weiß, hochwertig beschichtet.
- Pflegeleichte Oberflächen: abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus, leicht herausnehmbar.


Hinweis

Alle Wagen-Modelle werden zerlegt geliefert, sofern nichts anderes vermerkt ist. Montierte Lieferung ist gegen Aufpreis möglich.

Variocar[®] + Variocar[®]-Viva

Technische Details | Maße

Abmessungen



Außenmaße Wagen:

Breiten: 490/600/900 mm

Tiefe: 451 mm

Höhen: 518/703/733/803/833/870 mm

Innenmaße Schubladen (B x T x H):

Variocar – 450 mm breit: 392 x 384 x 77 mm

Variocar – 600 mm breit: 502 x 384 x 77 mm

Variocar – 900 mm breit: 802 x 384 x 77 mm

Maße Ablageplatten (B x T):

Wagen 45 – 450 x 451 mm

Wagen 60 – 560 x 451 mm

Wagen 90 – 860 x 451 mm

Traglast

Gesamttraglast:

bis ca. 60 kg

Flächenbelastung Ablageplatten:

ohne Aufkantung: bis ca. 10 kg

mit Aufkantung: bis ca. 20 kg

Flächenbelastung Schubladen:

bis ca. 5 kg

Materialien | Farbgestaltung

Fahrgestell/Wagen	stabile Vierkantbügel mit Rastersystem Variocar®-Viva: Fahrgestell Aluminium alu-silber, matt eloxiert mit dezenter Streifenstruktur Variocar®: Fahrgestell verchromt
Ablageplatten	fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig weiß bei Variocar®, serienmäßig grau bei Variocar®-Viva, 6 Trendfarben: grau (6502B nach NCS) blau (3050-R80B nach NCS) gelb (0050-Y nach NCS) türkis (1050-B50G nach NCS) weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9005) Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.
Schublade	weiß, mit furnierten Fronten
Rollen	Qualitäts-Leichtlaufrollen: aus Polyamid, Graphitschwarz (RAL 9011), in 3 Größen (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm). Auf Wunsch mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 15585

Variocar®-Viva Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	703 mm	733 mm
Maße in mm (B x T x H)	490 x 451 x 703	600 x 451 x 733
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12239	15585
2	12240	15586
3	12241	15587
4	12242	15588



Ref.-Nr. 15590

Variocar®-Viva Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	803 mm	833 mm
Maße in mm (B x T x H)	490 x 451 x 803	600 x 451 x 833
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12243	15590
2	12244	15591
3	12245	15592
4	12246	15593
5	12247	15594



Ref.-Nr. 15595

Variocar®-Viva Unterfahrwagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · weiß	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm	518mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451x518	600x451x518
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12235	15595
2	12236	15596
3	12237	15597



Ref.-Nr. 15598

Variocar®-Viva Unterfahrwagen	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben, tief gesetzt · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm
Maße in mm (BxTxH)	600x451x518
Ref.-Nr. Schubladen	
1	15598
2	15599

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 8069

Variocar® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	703 mm	733 mm
Maße in mm (B x T x H)	490 x 451 x 703	600 x 451 x 733
Ref.-Nr. Schubladen		
1	15609	8069
2	16371	8072
3	16372	8075
4	16373	8078



Ref.-Nr. 8084

Variocar® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	803 mm	833 mm
Maße in mm (B x T x H)	490 x 451 x 803	600 x 451 x 833
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12218	8084
2	12219	8087
3	12220	8090
4	12221	8093
5	12222	8096



Ref.-Nr. 7797

Variocar® Unterfahrwagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · weiß	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm	518mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451 x518	600x451 x518
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12232	7797
2	12233	8051
3	12234	8054



Ref.-Nr. 8060

Variocar® Unterfahrwagen	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben, tief gesetzt · 1 Ablageplatte, unten · Schublade mit Schubladengriff · 1 Stabilisierungsstange · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm
Maße in mm (BxTxH)	600x451 x518
Ref.-Nr. Schubladen	
1	8060
2	8063

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 4511

Variocar® Basiswagen	Wagen 90
Ausstattung	· 2 Ablageplatten mit Aufkantung · Schublade mit Schubladengriff · 2 Stabilisierungsstangen · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 100mm, 2 feststellbar
Höhe	870mm
Maße in mm (BxTxH)	900x451 x870
Ref.-Nr. Schubladen 1	4511



Ref.-Nr. 5622

Variocar® Regalwagen	Wagen 45	
Ausstattung	· 2 Ablageplatten mit Aufkantung, oben und unten · 1 Ablageplatte · 1 Stabilisierungsstange · weiß Empfehlenswert, wenn der Wagen viel gefahren wird: · 4 Rollen Ø 100mm. Gegen Aufpreis.	
Rollen	4 Rollen, Ø 75mm	4 Rollen Ø 75mm
Höhe	833mm	833mm
Maße in mm (BxTxH)	490x451 x833	600x451 x833
Ref.-Nr.	14515	5622
Aufpreis 4 Rollen Ø 100mm, Höhe 870mm	5615	5616



Ref.-Nr. 4509

Variocar® Regalwagen	Wagen 90
Ausstattung	· 2 Ablageplatten mit Aufkantung · 2 Stabilisierungsstangen · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 100mm, 2 feststellbar
Höhe	870mm
Maße in mm (BxTxH)	900x451x870
Ref.-Nr.	4509



Ref.-Nr. 14435

Variocar® Gerätewagen	Wagen 45
Ausstattung	· 2 Ablageplatten mit Aufkantung, oben und unten · 1 Ablageplatte · 1 Gerätekonsole 45, Traglast bis ca. 5 kg · 1 Stabilisierungsstange · weiß
Rollen	4 Rollen Ø 75mm
Höhe	Basiswagen, 833mm hoch
Maße in mm (BxTxH)	Wagen einschl. Gerätekonsole 490x451x1011 Gerätekonsole 45 490x250x180
Ref.-Nr.	14435

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 5443

Variocar® Gerätewagen ER 1	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte · 1 Gerätekonsole 60, Traglast bis ca. 5 kg · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · 1 Stabilisierungsstange · 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	Vielzweckwagen, 733 mm hoch
Maße in mm (BxTxH)	600x451x733 Einschl. Gerätekonsole: 911 mm (H) Gerätekonsole 60 600x250x180
Ref.-Nr.	5443



Ref.-Nr. 5351

Variocar® Funktionswagen COMPACT	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben · 1 Ablageplatte · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung · 1 Stabilisierungsstange · 1 Verbandmittelspender COMPACT, weiß, inkl. Konsolträger · 1 Abwurfschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	Vielzweckwagen, 733 mm hoch
Maße in mm (BxTxH)	600x451x1350
Ref.-Nr.	5351



Ref.-Nr. 6985

Variocar®
Funktionswagen
PicBox® multi

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Injektionsset PicBox® multi mit elegantem weißen Kunststoffgehäuse inkl. Konsolträger
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- weiß

Lieferung erfolgt zerlegt.

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

Maße

in mm (B x T x H)

629 x 451 x 1335

Ref.-Nr.

6985



Ref.-Nr. 5352

Variocar®
Funktionswagen
PicBox®

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Injektionsset PicBox® grauweiß inkl. Konsolträger
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Set mit 16 Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5 l mit Halterung
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

Maße

in mm (B x T x H)

601 x 451 x 1308 (ohne Medi-Müll)

Ref.-Nr.

5352

Variocar® + Variocar®-Viva

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 5356

Variocar® Funktionswagen PicBox® Plus

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, grauweiß, inkl. Konsolträger
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5l
- 1 Armauflage, schwarz
- weiß

Lieferung erfolgt zerlegt.

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

Maße

in mm (BxTxH)

760x451 x 1308 (ohne Armauflage)

Ref.-Nr.

5356



Ref.-Nr. 5358

Variocar® Funktionswagen GY 1

Wagen 60

Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch, mit Edelstahl-Einlage und elektronisch geregelter Heizung
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5l
- 1 Schubladeneinsatz
- weiß

Fertig montiert.

Empfehlenswert dazu:

- Steckdosenleiste 4-fach zum Verschrauben mit Platte. Gegen Aufpreis.

Rollen

4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 833 mm hoch

Maße

in mm (BxTxH)

600x451 x 833

Ref.-Nr.

5358

Aufpreis Steckdosenleiste 4-fach

21692



Ref.-Nr. 4723

Variocar® Schrankwagen	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte mit Aufkantung · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · 1 Facheinlage, herausnehmbar · 2 Türen mit furnierten Seiten- sowie Rückwänden · weiß Fertig montiert.
Rollen	4 Rollen Ø 75 mm
Höhe	833 mm hoch
Maße in mm (B x T x H)	600 x 451 x 833
Ref.-Nr.	4723



Ref.-Nr. 14918

Variocar® Wickelwagen	Wagen 60
Ausstattung	· 1 Ablageplatte · 1 gepolsterte Wickelauflage (zum Reinigen abnehmbar) · 1 offenes Ablagefach für Utensilien · 1 Schublade mit Schubladengriff, 200 mm hoch · 1 Ablagekorb, rechts montiert · 1 Abfallsammler tomo mit Deckel, links montiert · 1 Stabilisierungsstange · weiß Fertig montiert.
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	Vielzweckwagen, 833 mm hoch
Maße in mm (B x T x H)	Wickelwagen: 953 x 750 x 952 Wickelauflage: 650 x 760 mm (B x T)
Ref.-Nr.	14918
Wickelauflage, einzeln mit wechselndem, bunten Dekor	14875

Variocar® + Variocar®-Viva

Systemteile

Systemteile für Variocar® und Variocar®-Viva.

Der Basiswagen lässt sich bereits vielfältig variieren und an den individuellen Arbeitsstil anpassen. Alle Teile sind ganz einfach und auch nachträglich am Wagen montierbar. Befestigungsteile und Führungsschienen sind jeweils in der Ref.-Nr. enthalten.



Ref.-Nr. 15610

Schublade 45	Variocar® 45		Variocar®-Viva 45	
Ausstattung	· 1 Schublade mit Schubladengriff · 100mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5kg · weiß Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 45 dazu.			
	· Griff weiß	· Griff weiß, abschließbar	· Griff grau	· Griff grau, abschließbar
Innenmaße in mm (BxTxH)	392x384x77			
Ref.-Nr.	15610	10420	12238	10424



Ref.-Nr. 5370

Schublade 60	Variocar® 60		Variocar®-Viva 60	
Ausstattung	· 1 Schublade mit Schubladengriff · 100mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5 kg · weiß Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 60 dazu.			
	· Griff weiß	· Griff weiß, abschließbar	· Griff grau	· Griff grau, abschließbar
Innenmaße in mm (BxTxH)	502x384x77			
Ref.-Nr.	5370	5375	17141	10425



Ref.-Nr. 4525

Schublade 90	Variocar® 90		
Ausstattung	· 1 Schublade mit Schubladengriff · 100mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5 kg · weiß Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 90 dazu.		
	· Griff weiß		· Griff weiß, abschließbar
Innenmaße in mm (BxTxH)	802x384x77		
Ref.-Nr.	4525		5039



Ref.-Nr. 5384

Schublade 60, beheizbar	Variocar® 60
Ausstattung	· 1 Schublade mit Schubladengriff, beheizte Wanne aus Edelstahl, · 100mm hoch · elektronisch geregelt, von 35–43 °C einstellbar · Flächenbelastung bis ca. 5 kg · weiß
Maße in mm (BxTxH)	Maße der heizbaren Fläche: 498 x 381 x 37 Außenmaß: 555x413x100
Ref.-Nr.	5384



Ref.-Nr. 5394

Schubladen-Rückblende 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	· 1 Schubladen-Rückblende · 100mm hoch · weiß		
Maße in mm (BxH)	447 x 105	555 x 105	857 x 105
Ref.-Nr.	15751	5394	7559



Ref.-Nr. 16723

Schubladeneinsatz 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	· 1 Schubladeneinsatz aus transparentem Kunststoff · variable Einteilung · herausnehmbar · spülmaschinenfest		
	· mit 2 Bahnen und 4 Teilern	· mit 3 Bahnen und 6 Teilern	· mit 4 Bahnen und 11 Teilern
Maße in mm (BxTxH)	390x385x55	500x385x55	800x385x55
Ref.-Nr.	16724	16723	5100



Ref.-Nr. 5089

Schublade 60, Reling	Variocar® 60
Ausstattung	· 1 Schublade mit Schubladengriff, Reling · 300mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5 kg · weiß Bitte verwenden Sie hier jeweils 3 Rückblenden, 100mm hoch.
Innenmaße in mm (BxTxH)	502x384x280
Ref.-Nr.	5089

Variocar® + Variocar®-Viva

Systemteile



Ref.-Nr. 5816



Ref.-Nr. 1316x

Schublade, Reling 45/60/90	Variocar® 45	Variocar® 60	Variocar® 90
Ausstattung	1 Schublade mit Schubladengriff, Reling 200mm hoch - Flächenbelastung bis ca. 5 kg - weiß Bitte verwenden Sie hier jeweils 2 Rückblenden, 100mm hoch.		
Innenmaße in mm (BxTxH)	382x384x120	502x384x120	802x384x120
Ref.-Nr.	5210	5816	4526

Schubladengriffe

Ausstattung	ergonomische, formschöne Kunststoffgriffe
Ref.-Nr. Griff	
– grau	13161
– blau	13162
– gelb	13164
– türkis	13165
– weiß	13166
– schwarz	13167



Ref.-Nr. 5537

Ablageplatte, ohne Aufkantung 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	- aus Holz/Kunststoff, FPY - Stärke 19mm - Flächenbelastung bis ca. 10kg		
Maße in mm (BxT)	450x450	560x450	860x450
Ref.-Nr.	17123	5537	4528



Ref.-Nr. 5389

Ablageplatte, mit Aufkantung 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	- aus Holz/Kunststoff, FPY - Stärke 19mm - Flächenbelastung bis ca. 20kg		
Maße in mm (BxTxH)	450x450x89	560x450x89	860x450x89
Ref.-Nr.	17124	5389	4529



Ref.-Nr. 5028

Ablageplatte, mit
3-seitiger Aufkantung
45/60/90

Wagen 45

Wagen 60

Wagen 90

Ausstattung

- aus Holz/Kunststoff, FPY
- Stärke 19mm
- Flächenbelastung bis ca. 20kg

Maße

in mm (BxTxH)

488x450x89

598x450x89

898x450x89

Ref.-Nr.

5027

5028

5029



Ref.-Nr. 5404

Ablageplatte 60,
mit Auszug

Wagen 60

Ausstattung

- Auszug beidseitig nach rechts und nach links ausziehbar
- aus Holz/Kunststoff, FPY
- Stärke 19mm
- Flächenbelastung bis ca. 5kg

Maße

in mm (BxT)

Auszugsplatte: 410x260

Ref.-Nr.

5404



Ref.-Nr. 15177

Ablageplatte 60, Tastatur-/
Maus-Auszug 60

Wagen 60

Ausstattung

- nach vorne ausziehbar
- mit Arretierung
- Auszug für Maus nach rechts und links ausziehbar
- zum Unterbau unter Schublade oder Ablageplatte
- vordere Aufkantung ca. 60mm hoch
- Seitenwangen 100mm hoch
- aus Holz/Kunststoff, FPY
- Stärke 19mm
- Flächenbelastung bis ca. 5kg

Ref.-Nr.

15177

Rollen



Ref.-Nr. 5410

Ausstattung

Aufpreis

Ref.-Nr.

- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 50mm, feststellbar
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75mm, feststellbar
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75mm
- 4 elektrisch leitfähige Rollen, Ø 75mm
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm, feststellbar

5410

5411

15328

5413

5615

5616

Variocar[®] + Variocar[®]-Viva

Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 11381

Injektionsset PicBox[®]

Ausstattung	· Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender · Befestigung mit Konsolträger am Variocar Vielzweckwagen · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953
Maße in mm (BxTxH)	600x220x410
Ref.-Nr.	11381



Ref.-Nr. 4979

Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5l

Ausstattung	· Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten etc. · 1,5l Fassungsvermögen · Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel, fest verschließbar · Öffnung: oval · Material: Polypropylen · Set mit 94 bzw. 16 Entsorgungsboxen Medi-Müll · ohne Halterung
Maße in mm (BxTxH)	Maße: 125 mm Höhe, Deckel (BxT) 179x176 mm, Ø Boden 112 mm
Ref.-Nr. Set mit 94 Medi-Müll Boxen Set mit 16 Medi-Müll Boxen	4979 4982



Ref.-Nr. 10265

Kabel- und Schlauchhalter

Ausstattung	· Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · 2 Kabelführungselemente · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950 mm
Ref.-Nr.	10265



Ref.-Nr. 4621

Infusionsflaschenhalter, 16 mm

Ausstattung	· Edelstahl · 4 Haken · Rohr Ø 16 mm · Auszug 850 mm · höhenverstellbar 1015–1865 mm · mit Feststellschraube · 2 Befestigungskloben · Traglast bis ca. 4 kg
Maße	Länge 1000 mm
Ref.-Nr.	4621



WAARDENBURG
MEDICAL

Dorpsstraat 8a
4181 BN Waardenburg

www.waardenburgmedical.com
info@waardenburgmedical.com

+31(0) 418 651 078
+31(0) 61066 2894