

---

**TRIANGO 100 C Duo**  
KLEINE OPERATIONSLEUCHTE



# SWISS ENGINEERING

## DAS SIE BEGEISTERN WIRD

Die perfekte Beweglichkeit und der grosse Aktionsradius des Doppel-leuchtensystems TRIANGO 100 C Duo ermöglichen eine optimale Ausleuchtung in allen Situationen. Beste Lichtqualität mit je 100 000 Lux sorgt für eine extrem schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Exzellente Farbwiedergabe-Eigenschaften Ra 95 erhöhen den Sehkomfort.



derungs.swiss/triango100duo

### Einzigartiges Duo Armsystem

Perfekte Beweglichkeit mit grossem Aktionsradius



### Diamant-Optik

Für homogenes Licht mit je 100 000 Lux @ 1.0 m



### Duo Deckenleuchte

Ermöglicht Eingriffe an 2 Behandlungsfeldern



### Ideale Farbtemperatur

Fix 4 300 K, optional einstellbar:  
3 700 K / 4 300 K / 4 700 K



### Homogen und schattenarm

Beleuchtungsfeld fix 18 cm,  
optional fokussierbar 18-28 cm



### Parallel gelagerte Armanbindung

Auch bei niedrigen Raumhöhen einsetzbar



**DERUNGS LICHT AG**  
Hofmattstrasse 12  
9200 Gossau  
Schweiz

Tel. +41 71 388 11 66  
Fax +41 71 388 11 77  
mailbox@derungs.swiss



**WAARDENBURG**  
MEDICAL

Dorpsstraat 8a  
4181 BN Waardenburg

+31(0) 418 651 078  
+31(0) 61066 2894

[www.derungs.swiss](http://www.derungs.swiss)

[www.waardenburgmedical.com](http://www.waardenburgmedical.com)  
info@waardenburgmedical.com