



WAARDENBURG
MEDICAL

SAM

fit and move

Mobiler Transferstuhl
Mobile Transfer Chair

made
in
Germany



provita.de



Transferstuhl



Aufsteigen verboten -
Transferstuhl nur zum
Sitzen benutzen



Nicht zum Transport von
Lasten vorgesehen



Der Transferstuhl darf nicht
in Fahrzeugen transportiert
werden



Weitere wichtige Hinweise
entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung (an
der Information erhältlich)



Mobiler Transferstuhl | Mobile Transfer Chair

+ SICHER IN DER ANWENDUNG

durch ein integriertes, handschonendes Sicherheitsbremssystem, das sich automatisch aktiviert, wenn der Bremshebel losgelassen wird

+ STABIL


durch Verwendung von hochwertigen Materialien, Schweißkonstruktion aus elektropoliertem Edelstahlrohr 18-10, Ø 32×2 mm

+ FLEXIBEL UND INNOVATIV

platzsparendes Design, abklappbare Armlehnen sowie Fußstützen mit automatischer Aufstellfunktion in Ruhestellung

+ LEICHTGÄNGIG UND KOMFORTABEL

durch langlebige, geräuscharme, pannen-sichere und abriebfeste PU-Bereifung



+ SAFE IN USE

by integrated, ergonomic safety brake system, which is automatically activated when brake handle is not in use

+ STABLE

by use of high-grade materials, welding construction made from electropolished stainless steel tubes 18-10, Ø 32×2 mm

+ FLEXIBLE AND INNOVATIVE

space-saving design, hinged arm support and a footrest section automatically folding upward when idle

+ SMOOTH-RUNNING AND COMFORTABLE

by durable, puncture-free, non-marking and low-noise PU-tyres

Zubehör | Accessories



+ INFUSIONSSTATIV
INFUSION POLE

Z-SAM001



+ SICHERHEITSGURT
SAFETY BELT

Z-SAM002



+ PFANDSYSTEME
COIN DEPOSIT SYSTEMS

Z-SAM003



+ PARKSTATION
PARKING STATION

Z-SAM004



+ PARKSTATION LIGHT
PARKING STATION LIGHT


Z-SAM005



+ AKTENHALTER
DOCUMENT HOLDER

Z-SAM006





provita[®]
medical



WAARDENBURG
MEDICAL

Dorpsstraat 8a
4181 BN Waardenburg

www.waardenburgmedical.com
info@waardenburgmedical.com

+31(0) 418 651 078
+31(0) 61066 2894